

De: Wendel Gomes [mailto:wendel.gomes@essilor.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 23 de abril de 2012 11:06
Para: comercial@biocentrominas.com.br
Assunto: Visiotest

Ao Sr. Sérgio,

BIO OCUPAC. MEDICINA E SEG. DO TRAB. LTDA
AV. AMAZONAS , 687, CONJ. 605
CENTRO BELO HORIZONTE MG

Os Visiotest de número de série 109111, 109129 e 0411101, não são equipamentos de medição e sim equipamentos de rastreabilidade para acuidade visual, portanto, não se faz necessário a calibração.

Qualquer dúvida, estamos a disposição pelo 0800 722 8000,

Atenciosamente,

Wendell Borges Gomes

Técnico de Equipamentos Ópticos

Essilor Solutions

E-mail: wendel.gomes@essilor.com.br

Opticall: 0800-722-8000

Tele-Vendas: 0800-722-1222

www.essilor.com.br

www.varilux.com.br

www.essilorsolutions.com.br